

RETRATAMENTO ENDODÔNTICO COM SISTEMA RECIPROC: RELATO DE CASO

Anna Karolliny Leão Alves Araujo*; Henrique Ruella Torres; Marilana Cavalcante Dabadia Carvalho, Anderson de Oliveira Paulo
Faculdade de Ciências do Tocantins – FACIT
Universidade de Gurupi - UNIRG

Resumo

O retratamento endodôntico sempre foi um desafio na prática clínica. A mecanização do preparo do canal melhorou muito a qualidade do preparo, facilitou a obturação com cones únicos e deu mais conforto ao profissional e ao paciente. O objetivo deste trabalho foi observar por meio de um caso clínico o retratamento endodôntico do elemento 14, utilizando a lima reciprocante Reciproc R25 e o solvente de guta percha Eucaliptol. Paciente do gênero feminino, 48 anos, apresentou-se à clínica odontológica da FACIT com o elemento 14 sem restauração e com obturação endodôntica exposta ao meio bucal, segundo ela, a mais de seis meses. Não havia queixa dolorosa. Foi feito isolamento do dente. O início da obturação foi rompido com broca Gates-Glidden nº2. Em seguida, foi aplicado o Eucaliptol, e utilizou-se a lima R25 para desobturação do canal. O resultado da desobturação foi eficaz, rápido, de boa qualidade e simples. Concluí-se que o retratamento com sistema Reciproc associado ao Eucaliptol é um método prático, rápido e eficaz.

Palavras-chave: Retratamento endodôntico; Sistema Reproc; Paciente.